



KIYOMI  
estética dentária

ESPECIALISTA EM MEDICINA  
DENTÁRIA ESTÉTICA

# CATÁLOGO 2024



# ÍNDICE

BRANQUEAMENTOS

03

ADESIVOS

07

COMPÓSITOS

09

CIMENTOS

14

LÂMPADA DE POLIMERIZAÇÃO

16

REMINERALIZANTE, DESENSIBILIZANTE  
E REPARADORES

18



DENTES MAIS BRANCOS  
COM GRANDES RESULTADOS

# K-BLEACH 35%

## BRANQUEAMENTO CLÍNICO

Branqueamento dental à base de Peróxido de Hidrogénio a 35% para dentes vitais e não vitais em clínica.

- Com bloqueador de calor.
- Contém nitrato de potássio e fluoruro de sódio para **reduzir a hipersensibilidade**.
- **Evita desperdícios:** apresentação em duas garrafas, peróxido e espessante, para misturar a quantidade necessária em cada aplicação.
- Contém uma garrafa de neutralizante para uso em caso de contacto com os tecidos moles.





INIBIDOR DE CALOR,  
NÃO DESIDRATA



SESSÕES DE 15 MINUTOS  
COM MUDANÇA DE COR



18 APLICACÕES

## CADA KIT CONTÉM

- 1 Garrafa de peróxido de hidrogênio.
- 1 Garrafa de espessante.
- 1 Garrafa de solução neutralizante do peróxido (Neutralize).
- 1 Espátula.
- 1 Placa para preparação de gel.
- 1 Seringa de K-Dam.



# K-BLEACH 16% HOME

## BRANQUEAMENTO DENTÁRIO DE USO DOMICILIAR

Branqueamento dentário de uso domiciliário à base de peróxido de carbamida a 16%, sob supervisão do médico dentista.

- **Grandes resultados** em menos tempo.
- **Reduz a hipersensibilidade** dental antes, durante ou após o tratamento.
- Especialmente indicado para **casos moderados e severos**.
- A sua alta viscosidade e o design da seringa **facilitam a aplicação** sem gotejos.
- **Prolonga os efeitos** branqueadores por mais tempo.

### DISPONÍVEL EM

- **Conjunto de 4 seringas de 3 ml** cada uma.
- **Kit de 2 seringas + gel desensibilizante K-Desens 5%** de alta viscosidade com nitrato de potássio para aliviar a hipersensibilidade dentária.





# K-BLEACH RM

## MICROABRASIVO

Microabrasivo à base de **ácido clorídrico a 6%** e **carbureto de silício** para eliminar manchas por fluorose, manchas superficiais de hipomineralização (HIM), defeitos estruturais que pigmentam e manchas brancas de cáries inativas.




REVITALIZA TEU SORRISO



MINIMAMENTE INVASIVO



COR CINZA PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO



MDP POTENCIALIZADO



LIVRE DE BISFENOL



GARRAFA DE 5 ML

# K-BOND+ UNIVERSAL

## ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL

Sistema **adesivo universal fotocurável** para esmalte e dentina, com um grande poder de adesão para resultados mais duradouros.

**Sem alterações de cor**, não interfere na estética da restauração e cimentação final.

- MDP Potencializado: duplo poder adesivo
- Vários protocolos de gravação: autogração, gravação seletiva e gravação total.
- Diminui a sensibilidade pós-operatória.
- Livre de BPA.
- Não interfere no resultado final.
- Primer + bond na mesma garrafa.
- Base de etanol.



### ASPECTO INCOLOR

**Não interfere na estética de restaurações e cimentações**



### FECHAMENTO SMART-LOCK

**Duplo fechamento inteligente para mais seguridade e uma menor evaporação**





# ASTER FLOW

## COMPÓSITO FLUIDO

Compósito microhíbrido de **excelente viscosidade**, com **72% de carga**, para restaurações pouco invasivas.

**Diminui as microfraturas** geradas pelas tensões durante a mastigação.

- Excelente fluidez.
- Alta resistência mecânica à mastigação.
- Baixa contração de polimerização.



### Aster Flow está indicado para:

- Selagem de fossas e fissuras.
- Restaurações pouco invasivas.
- Base de restaurações diretas e indiretas.
- Preparado em túnel.
- Reparação de defeitos de esmalte.
- Restauração em dente decíduo (dente de leite ou temporário).
- Classes III e V.



### CORES DISPONÍVEIS

A1, A2, A3 y BO,5 (seringa 2 g)

**72%**  
de carga



# ASTER

## COMPÓSITO

Compósito fotopolimerizável micro-híbrido com partículas nano-híbridas para **restaurações diretas e indiretas** de dentes anteriores e posteriores. Tamanho médio da partícula: 0,5µm.

- Processo inovador de **salinização** para maior consistência e melhor manuseio.
- Sistema de cores simples e fácil.
- Opalescência e fluorescência natural.
- Excelentes **propriedades mecânicas**.
- Polido e brilho ainda maior.

O compósito Aster está especialmente indicado para **setor anterior e posterior** (classe I, II, III, IV y V)



## TAMPA FLIP-TOP

A Tampa é de fácil manuseamento, pode ser **aberta e fechada com uma só mão**, e com fecho hermético que garante a **conservação do compósito**.



## ERGONOMIA

O design do corpo da seringa é **ergonómico** para se ajustar perfeitamente à palma da mão.

## FIDELIDADE DA COR

As cores do esmalte e da dentina seguem fielmente a escala VITAPAN Classical.

## CORES DISPONÍVEIS

Dentina DA1, DA2 e DA3 (seringa 4 g)  
Esmalte EA1, EA2 e EA3 (seringa 4 g)  
B0,5 (seringa 2 g)



# K-DAM

## BARREIRA GENGIVAL

Compósito fotopolimerizável para **isolamento total ou parcial** da gengiva.

- Excelente tixotropia, não escorre.
- Aplicação direta.
- Fácil de remover.


### K-DAM está indicado para:

- Isolamento total em branqueamentos dentários em clínica.
- Isolamento parcial: dique para peças isoladas.



EXCELENTE PODER  
DE SELADO

NÃO IRRITA OS  
TECIDOS GENGIVAIS



COR DISPONÍVEL  
**AZUL (seringa 2 g)**

# DUAL CEM

## CIMENTO RESINOSO DUAL

Cimento **definitivo de presa dual** para a cimentação de coroas, pontes, pinos de fibra de vidro e incrustações.

Especialmente desenhado para a **cimentação de dissilicato de lítio, metal, zircónio e compósito.**

- Dos tipos de cura: químico e fotopolimerizável.
- Adesão muito resistente.
- Manuseável: contém propriedades reológicas para uma manipulação fácil.
- Sem bolhas: a mistura das pastas não gera bolhas.
- Elevadas propriedades mecânicas.
- Altamente radiopaco.



**Dual Cem está indicado para:**

- Cimentação de coroas, pontes e incrustações.
- Inlays e onlays.
- Coroas e facetas laminadas de resinas compostas ou materiais híbridos.
- Pinos de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos.
- Pontes de Maryland.



COM SISTEMA DE  
FÁCIL RETIRADA DE  
SOBRANTE



CORES DISPONÍVEIS

**A1, A2, A3 y TRANS (seringa  
automisturadora de 5 g)**

**SERINGA  
AUTOMISTURADORA**

Garantia da mistura de base e catalisador na proporção 1:1 para aumentar o seu poder adesivo.



# KIRA

## LÂMPADA DE POLIMERIZAÇÃO INTELIGENTE

A lâmpada de polimerização Kira da Kiyomi é a **solução perfeita** para a sua prática dentária. Possui um **design ergonómico resistente** e um cabeçal metálico de 10 mm de diâmetro, ideal para **fotopolimerizar em qualquer área**, seja em dentes anteriores ou posteriores.

### PLANA

Kira é plana, tornando-a na ferramenta perfeita para trabalhar em molares.

### DESIGN ERGONÓMICO

O seu **design ergonómico e compacto** permite aceder a qualquer zona da boca, de tal forma que assegura que o feixe de luz se aproxime o máximo possível à zona de fotoativação, conseguindo assim uma **maior profundidade de polimerização** dos materiais.







AMBIDESTRO



AUTOAPAGADO

Kira conta com um **chip de controlo inteligente** para conseguir uma cura uniforme e precisa. O cabeçal de 360° da lâmpada emite luz através de **4 potentes LEDs** (3 azuis e 1 ultravioleta) com comprimentos de onda entre 385 e 515 nm, o que assegura uma **ampla cobertura** para os seus pacientes.



REALMENTE LEVE

Pesa somente 109 g.

### Comodidade e versatilidade

A lâmpada Kira é uma **excelente opção** para aqueles que procuram a **comodidade** de um dispositivo sem cabos. A bateria tem uma **longa duração e longevidade**, com energia suficiente para os seus tratamentos.



Descarregue aqui o **catálogo** de promoções da lâmpada de polimerização **KIRA**.





## UMA SIMBIOSE PREVENTIVA ALTAMENTE EFETIVA DE HIDROXIAPATITA E FLUORUR

### APACARE® REMINERALIZA E REPARA OS DEFEITOS DO ESMALTE

O esmalte líquido, também conhecido como hidroxiapatita médica, que contém ApaCare®, estimula a remineralização dos dentes, reduz a sensibilidade e a hipersensibilidade, e atua como um agente branqueador natural.

#### APACARE® PASTA REMINERALIZANTE

ALISA, SELA E BRANQUEIA OS DENTES

A pasta dentífrica ApaCare® contém fluoreto de sódio (1.450 ppm) e esmalte líquido com 3% de hidroxiapatite, que se adere à superfície dos dentes durante a escovagem.



APTO PARA ADULTOS E CRIANÇAS



PREVINE CÁRIES

Especialmente adequado em caso de uma alta tendência a cáries, dentes sensíveis ou após refeições ácidas.





### APACARE® LIQUID

DENTES MAIS SUAVES E BRILHANTES

Enxaguante bucal **antibacteriano com hidroxiapatita** médica para a **prevenção de cáries e periodontite**.

Não contém álcool, pelo que é **suave na boca** e não causa irritação.



REDUZ AS CÁRIES  
INCIPIENTES E AS BACTÉRIAS  
PERIODONTAIS



DUAS VEZES AO DIA

Contém óleos essenciais que combatem as biopelículas e as bactérias patogénicas. Recomenda-se o seu uso duas vezes ao dia para obter melhores resultados.



### APACARE® BARNIZ DESENSIBILIZANTE HOME REPARAÇÃO INTENSIVA

Verniz dental, ideal para **uso com aparelhos ortodônticos**, previne cáries e desmineralização (manchas brancas).

CAPA PROTETORA  
TOTALMENTE BIOCOMPATÍVEL



**20%** HIDROXIAPATITE MÉDICA

## APACARE® REPAIR


### REPARAÇÃO INTENSIVA

#### Gel reparador e dessensibilizante

ApaCare Repair está altamente enriquecido com **10% de hidroxiapatite médica**.

O esmalte dental líquido (hidroxiapatite médica) protege os dentes com uma **camada protetora muito fina**. Os dentes são clareados e revestidos com uma camada brilhante que **repele as bactérias e a placa**. Reduz consideravelmente a sensibilidade, repara as cáries incipientes, os poros e as asperezas, e ajuda a **travar a progressão das manchas brancas**. O ApaCare Repair não contém substâncias abrasivas (RDA <10).


*Uso em casa sob prescrição médica.\**



REDUZ CONSIDERAVELMENTE  
A SENSIBILIDADE



ALTAMENTE ENRIQUECIDO  
CON HIDROXIAPATITE



NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS  
ABRASIVAS (RDA<10)



## APACARE® PROFESSIONAL

PARTÍCULAS INOVADORAS DE LIMPEZA  
PARA GRANDES RESULTADOS

Pasta de polimento à **base de hidroxiapatite  
medicinalis e fluoreto de sódio** para higiene  
dental profissional.



ELIMINA EFICAZMENTE A  
PLACA E A COLORAÇÃO.

MÚLTIPLOS TRATAMENTOS

Especialmente recomendado após  
uma terapia periodontal e uma higiene  
dental profissional.



## APACARE® BARNIZ DESENSIBILIZANTE REPARAÇÃO INTENSIVA

**Laca adesiva natural** para remineralização em  
caso de dentes sensíveis ou cáries incipientes.

CAPA PROTETORA  
TOTALMENTE BIOCAMPATÍVEL



**20%** HIDROXIAPATITE MÉDICA





KIYOMI  
estética dentária



[www.kiyomidental.com](http://www.kiyomidental.com)