

K-BLEACH 35%

## FICHA TÉCNICA

# K-BLEACH 35%

## Drop by drop

Máximo efeito de branqueamento sem desperdício

Branqueamento dentário clínico à base de peróxido de hidrogénio a 35% com bloqueador de calor para dentes vitais e não vitais.

18

APLICAÇÕES



INDICADO PARA DENTES VITAIS E NÃO VITAIS



INIBIDOR DE CALOR, NÃO DESIDRATA



SESSÕES DE 15 MINUTOS COM MUDANÇA DE COR



### ✓ Bloqueador de calor

O espessante tem um bloqueador de calor na sua composição para que o dente não sobreaqueça no caso de se querer utilizar uma lâmpada (não necessita luz).

### ✓ Sistema de mistura gota a gota

Permite a dosagem exata para o número de dentes a branquear, evitando assim o desperdício de material.

### APRESENTAÇÃO:

- 1 garrafa de peróxido de 8,63ml.
- 1 garrafa de espessante de 3,72ml.
- 1 garrafa de neutralizador de 1,71ml.
- 1 seringa de K-Dam de 2 gr. com pontas de aplicação.
- 1 espátula.
- 1 placa de mistura.



KIYOMI  
estética dentária

K-BLEACH

35%

- ✓ **Mecanismo de segurança**  
Mudança de cor do gel durante a sessão clínica para manter um pH estável e evitar a desmineralização do esmalte. Inicialmente o gel é roxo e após alguns minutos muda para a cor verde.
- ✓ **Excelente viscosidade**  
Aplicação segura sem escorrimento do gel em zonas indesejadas.
- ✓ **Segurança garantida**  
Máximo controlo do pH para evitar a desmineralização do esmalte.
- ✓ **Dosagem exacta**  
Economia de gel em cada tratamento graças ao sistema de mistura gota a gota que permite uma dosagem exacta sem desperdícios.
- ✓ **Aplicação do gel com a ajuda de uma espátula ou de um pincel.**

