

FICHA

K-DAM

Barrera gingival

Líquido de resina compuesta fotocurable para el bloqueo y protección de tejidos durante aislamiento relativo o absoluto.

Es un producto de aplicación directa, fácil de eliminar y con una excelente tixotropía, no escurre.

✓ Indicado para:

- Aislamiento total de tejidos blandos en tratamientos de blanqueamientos dentales de uso clínico.
- Aislamiento de tejidos blandos en tratamientos de microabrasión dental.
- Aislamiento auxiliar con gran poder de sellado en aislamientos absolutos de piezas aisladas.

✓ Excelente poder de sellado.**✓ Gran capacidad de absorción de luz y control dimensional. No irrita los tejidos.****✓ Disponible en jeringa de 2 gramos con 5 puntas de aplicación.**

EXCELENTE PODER
DE SELLADO.

NO IRRITA LOS
TEJIDOS GINGIVALES.