

K-BLEACH

16%^{HOME}

FICHA

K-BLEACH 16% HOME

Blanqueamiento dental

Blanqueamiento dental de uso domiciliario a base de peróxido de carbamida al 16% bajo supervisión del odontólogo.

- ✓ **Grandes resultados en menos tiempo.**
- ✓ **Reduce la hipersensibilidad dental antes, durante o después del tratamiento. Especialmente indicado para casos moderados y severos.**
- ✓ **Su alta viscosidad y diseño de jeringa facilitan la aplicación sin goteos.**
- ✓ **Prolonga los efectos blanqueadores por más tiempo.**



KIYOMI
estética dental

K-BLEACH

16% HOME



BAJO SUPERVISIÓN
DE UN ODONTÓLOGO



PH NEUTRO



APLICACIÓN EN CASOS
MODERADOS Y SEVEROS



PUNTA DE FÁCIL
MANIPULACIÓN



EL TAPÓN DE CIERRE
EVITA FUGAS DURANTE
EL ALMACENAMIENTO



PRESENTACIÓN:

- Kit de 4 jeringas de 3 ml cada una.
- Kit de 2 jeringas + gel desensibilizante K-Desens 5% de alta viscosidad con nitrato de potasio para aliviar la hipersensibilidad dental.



KIVOMI
estética dental