

# DUAL CEM

FICHA TÉCNICA

## DUAL CEM

### Cimento resinoso dual

Rebuild lasting

Cimento definitivo de dupla polimerização e de dupla fixação para fundações duradouras.

**Dupla cura, fotoativação e ativação química.**

**Disponível nas cores A1, A2, A3 e trans.**

#### ✓ Indicado para:

- Cimentação de coroas, pontes, inlays, onlays, onlays, overlays, endocrow e fragmentos.
- Cimentação sobre zircônia, dissilicato de lítio, porcelana metálica, resina composta e fibra de vidro.
- Reconstruções pré-endodônticas.
- Cimentação de pilares.
- Cimentação de interfaces de implantes.

#### ✓ Seringa de corpo duplo

Mistura de base e catalisador 1:1

#### ✓ Elevada radiopacidade

Favorece a visualização do material em imagens radiográficas.

#### ✓ Elevadas propriedades mecânicas

#### ✓ Fácil manuseamento

#### ✓ Requer um passo adesivo prévio

#### ✓ Sem bolhas

- ✓ Disponível em seringa de corpo duplo de 5 g, com 5 pontas de mistura automática e manual de instruções.

